



Binnenveld 17
5462 GK Veghel, Nederland
+31(0)413 355746
info@equitrend.nl



Eigenschaften

Cryo-Horse Kühlbox

Cryo-Horse "The next Generation" ist ein Kühlgerät zur Behandlung aller Arten von Entzündungen und Schwellungen, ohne wertvolle Zeit zu verlieren. Es verbraucht kein Eis oder Gas, sondern nur Strom. Dank der kontrollierbaren Temperatur in den Kühlpads gibt es auch keine eiskalten Wunden, und es ist nicht nötig, ein Tuch zwischen das Kühlpad und das zu behandelnde Trauma zu legen. Tests an der Universität zeigten, dass die Entzündungswerte im Blut 14-mal schneller sanken als bei der gleichen Behandlung mit Eis oder Kältepackungen. Außerdem drang die Kälte 3 cm tief in das Gewebe ein, und nach 15 Minuten herrschte in dieser Tiefe ein Temperaturunterschied von 10 °C, während die Kälte von Eis nur 4 mm tief eindrang.

Die beste vorbeugende Behandlung gegen Entzündungen und super für Sehnen, Hufe, Schwellungen und Überlastung.

Durch intensive, einstellbare Kühlung hilft Cryo-Horse Ihnen dabei:

- Behandlung von akuten Sehnenentzündungen oder anderen Entzündungen
- Entstauende Gelenke und quietschende Fersen
- Senkung der Entzündungswerte im Blut
- Behandlung von Rückenproblemen
- Behandlung der Eierstöcke von Stuten mit Fruchtbarkeitsstörungen
- Wie jeder weiß, wird ein Trauma am wirksamsten durch Kühlung der verletzten Stelle behandelt.

Warum ist es am besten, diese Art der Behandlung zu wählen?

In erster Linie geht es darum, die Schwellung des Gewebes, die durch die Ansammlung von Ödemen entsteht, zu unterdrücken und weitere Verletzungen zu verhindern.

Zweitens, um die Entstehung von Entzündungen zu verhindern, die automatisch auf ein Trauma folgen.

Drittens, um den CRP-Spiegel (C-reaktives Protein) im Blut zu senken.

Was ist C-reaktives Protein?

C-reaktives Protein (CRP) ist ein Akutphasenreagens, das vom Körper als Reaktion auf ein akutes Trauma, eine Entzündung oder andere Entzündungsquellen gebildet wird.

Viertens, um den Schmerz zu lindern und Sie zu entspannen.

Und schließlich, um eine bessere Durchblutung zu gewährleisten, so dass der Körper die Möglichkeit hat, Giftstoffe schneller auszuscheiden.

Das Cryo-Horse erreicht all dies durch die intensive Kühlung, die es bewirkt.

Tests und Versuche haben bewiesen, dass diese Art der Anwendung den CRP-Wert um 150% senkt, Schwellungen (Wundflüssigkeit) in 3 Tagen oder schneller verschwinden lässt, die Rehabilitation stark beschleunigt und Entzündungen entweder vermeidet oder sehr schnell

zum Stillstand bringt, und dies ohne zusätzliche Entzündungshemmer. Die Kühlung der Sehnen trägt wesentlich zur Beschleunigung des Heilungsprozesses bei.

Die Kühlpads können direkt auf die Haut aufgelegt werden, keine Gefahr von Erfrierungen!

Die intensive, einstellbare Kühlung wirkt bis zu 10 Mal tiefer als herkömmliche Kühlmethoden!

Die intensiv einstellbare Kühlung wirkt auch viel länger!

Das Cryo-Horse ist in 2 Varianten erhältlich:

Mit 2 Kühlpads (mobil im Flightcase)

Mit 4 Kühlpads geeignet für den Einbau in Ställen oder LKWs

Auch für den menschlichen Sport erhältlich: CRYO-HUMAN.

Auch verfügbar: [Infrarot-Thermometer](#). Damit können Entzündungspunkte im Pferd lokalisiert werden.

Specificaties

Abmessungen	...
Anzahl der Kühlpads	1, 2 oder 4
Gewicht	...

Van stal tot rijbaan, betrouwbare oplossingen voor elke paardenhouder

Wijzigingen
voorbehouden