



Binnenveld 17  
5462 GK Veghel, Nederland  
+31(0)413 355746  
info@equitrend.nl



## OptiLegX

Le refroidissement des jambes de cheval est devenu un élément essentiel de la gestion moderne du sport. Alors que dans le passé elle était principalement utilisée en cas de blessures, elle fait aujourd'hui partie intégrante des soins quotidiens pour prévenir le surmenage et l'inflammation. Le refroidissement est utile à trois égards : il provoque une vasoconstriction qui réduit l'enflure, dissipe rapidement la chaleur après l'exercice et agit comme un soulagement de la douleur grâce à un léger effet anesthésiant. Les méthodes traditionnelles telles que l'eau froide, les bottes de glace ou les packs de gel sont souvent encombrantes, perdent rapidement leur effet ou nécessitent beaucoup de préparation, comme de la glace ou un congélateur.

OptiLegX® Cool offre une solution innovante grâce à un système de refroidissement fermé qui maintient en permanence une température basse. Contrairement aux méthodes traditionnelles, il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau, de la glace ou un congélateur et vous pouvez traiter plusieurs chevaux à la suite ou en même temps, où que vous soyez. Les manchettes flexibles refroidissent toute la jambe, du sabot à l'épaule, et sont faciles à connecter au système compact. Grâce à un fonctionnement sur 220V, 12V et batterie, le système peut être utilisé partout et offre un maximum de confort pour le cheval et le soigneur.

### Eigenschappen

## Specificaties

Spécifications techniques	OptiLegX
Formulaire de thérapie	Refroidissement des jambes
Batterie	220V, 12V
Accessoires	

Van stal tot rijbaan, betrouwbare oplossingen voor elke paardenhouder

Wijzigingen  
voorbehouden